

---

# Diversatek Healthcare Capture™ Coletor de Polipos

*Instruções de Uso.  
Leia Atentamente Antes de Usar*

Cuidado: A lei federal restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica



**Corporate Headquarters**

102 E. Keefe Ave.

Milwaukee, WI 53212 USA

P 800.558.6408 | 414.265.7620

sales@diversatekhc.com

**DiversatekHealthcare.com**

## DIVERSATEK HEALTHCARE CAPTURE™ POLYP TRAP

*Instruções de uso.*

*Leia atentamente antes de usar.*

### UTILIZAÇÃO PREVISTA

O Capture™ Coletor de polipos de utilização única é utilizado para a recuperação por sucção e transporte de pólipos removidos endoscopicamente para exame histológico. O Coletor de Polipos Capture™ tem quatro câmaras para recolher os pólipos e quatro áreas abertas para aspiração direta.

### Part Number Description

1202-01 Coletor de polipos, não esteril, camaras individuais. O coletor de polipos Capture é composto de:

- Um (1) frasco com quatro (4) armadilhas filtradas (marcadas com 1, 2, 3, 4) para recolher pólipos e quatro (4) áreas abertas (marcadas com O) para aspiração direta.
- (4) áreas abertas (identificadas como O) para aspiração direta.
- Uma tampa com um tubo para ligação ao endoscópio.

### AVISOS E PRECAUÇÕES

Os produtos marcados com "utilização única" destinam-se apenas ao uso unico. Não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar produtos de utilização única. Os materiais utilizados na fabricação do dispositivo podem não resistir a reprocessamentos repetidos. **O dispositivo pode não funcionar como previsto pelo fabricante se for reutilizado.** Isto pode levar o dispositivo não funcione como previsto e/ou à degradação do material, o que pode resultar em lesões, doenças ou morte do doente. A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização também podem aumentar o risco de contaminação do dispositivo e/ou causar infecção do doente ou infecção cruzada, incluindo, entre outros, a transmissão de doenças infecciosas de um doente para outro. A contaminação do dispositivo pode provocar ferimentos, doenças ou a morte do doente.

Não desligue a tubagem pré-instalada da porta exterior da tampa do coletor para pólipos, uma vez que isso pode resultar em danos na tampa do coletor para pólipos e pode resultar na exposição ao conteúdo da camara durante a remoção.

Deve ser usado vestuário de proteção (ou seja, luvas, óculos de proteção, batas, etc.) durante a utilização deste dispositivo para proteger contra o risco de contaminação cruzada e lesões.

### INSTRUÇÕES DE USO:

1. Ligue um tubo de sucção (não incluído) da porta central do coletor de pólipos ao sistema de sucção (ver Figura 1).
2. Ligar este tubo da porta exterior coletor de polipos ao endoscópio (ver Figura 1).
3. Rode a tampa do frasco para alinhar a seta na tampa com qualquer posição aberta ("O") para uma aspiração normal (ver Figura 2).
4. Para prender o primeiro pólipo, rodar o frasco e alinhar a seta com a câmara "1". Aspirar através do endoscópio utilizando a técnica endoscópica normal até a amostra de pólipo ficar presa no filtro de recuperação da câmara (ver Figura 3).
5. Depois de o pólipo ficar preso, repetir o passo 3 para aspirações normais, conforme necessário.
6. Repita o passo 4 para as posições 2, 3 e 4 da câmara para cada pólipo adicional (apenas no mesmo doente).
7. Desligue a tubagem da porta exterior (saída 01) do endoscópio. Retire os tubos do sistema de sucção da porta central.
8. Encher o coletor de pólipos com fixador através da porta central ou após a remoção cuidadosa da tampa. Voltar a colocar a tampa quando o enchimento com fixador estiver concluído.
9. Dobre a tubagem da porta exterior (saída 01 na direção da porta central. Ligue a extremidade livre dos tubos da saída 01 que foi ligado ao endoscópio à porta central, cobrindo ambas as portas com um único tubo (ver Figura 4).
10. A unidade está pronta para ser transportada para o laboratório.

### DESCARTE DO PRODUTO

Após a utilização, este produto pode constituir um potencial risco biológico. Manusear e eliminar o produto de acordo com as práticas médicas aceites e as leis e regulamentos locais, estaduais e federais aplicáveis.




Figura 01




Figura 02




Figura 03




Figura 04

## DESCRIÇÃO DOS SIMBOLOS USADOS NAS ETIQUETAS



Produto não esteril



Cuidado, consulte os documentos anexos



Uso unico



Não utilize se a embalagem estiver violada/ danificada



Latex FREE



Data da fabricação (YYYY-MM-DD)

*Diversatek™ é uma marca registrada Diversatek, Inc.*

*Capture™ é uma marca registrada Diversatek Healthcare, Inc.*

Importado por: GFE do Brasil LTDA.  
Rua Buarque de Macedo, 1310 -  
Campinas/SP  
Resp. Técnico: Cláudio Seo CRF: 52.207  
RMS: 10334789005