



Instrução de USO

Bocal

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Bocais:

O bocal vem embalado individualmente em filme de PE-LD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O Bocal Protetor é colocado para evitar lesões na língua, dentes e prevenir danos no aparelho endoscópico

Funções do bocal protetor:

- Ótima fixação mediante a cinta.
- Manipulação subsequente da cavidade bucal graças às aberturas laterais
- Confortável para paciente graças à forma concave

- Este produto não é apropriado para outra finalidade que não as aqui previstas!

Este manual deve ajudar o usuário a utilizar os produtos convenientemente de forma a garantir a segurança dos pacientes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

<i>Partes do Produto</i>	<i>Material</i>
Cinta	Silicone
Protetor Bucal	Polipropileno

MODELOS:

Referencia	Descrição	Cor	Tamanho
600004	Adulto com cinta	Azul	Médio
600005	Adulto com cinta	Roxo	Médio
600006	Adulto com cinta	Rosa	Pequeno
600007	Adulto com cinta	Azul	Pequeno
600010	Adulto com cinta	Roxo	Grande
600001	Adulto sem cinta	Branco	Médio
600002	Adulto sem cinta	Vermelho	Médio
600003	Adulto sem cinta	Bege	Médio

TABELA COMPARATIVA:

SEMELHANÇAS:	DIFERENÇAS
1 - Matéria-prima de fabricação 2 - Princípios	1 - Tamanho 2 - Cor 3 - Descrição

DESCRIÇÃO DO PRINCÍPIO FÍSICO:

O Bocal Protetor é colocado para evitar lesões na língua, dentes e prevenir danos no aparelho endoscópico



Instrução de USO

Bocal

Funções do bocal protetor:

- Ótima fixação mediante a cinta.
- Manipulação subsequente da cavidade bucal graças às aberturas laterais
- Confortável para paciente graças à forma concave

INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO

Cuidados antes da Primeira Utilização:

O usuário deve estudar profundamente este manual antes do primeiro uso do produto.

O entendimento prévio do funcionamento e manuseio do produto é fundamental.

Ao retirar da embalagem, o usuário deve vistoriar o produto para conferir se está completo e se não apresenta defeito. Caso sejam observadas quaisquer irregularidades o produto deve ser devolvido, imediatamente, ao fornecedor para exame.

Manuseio:

Na sala de exame, deitado em decúbito lateral esquerdo, após a administração da medicação sedativa, é colocado o protetor bucal para evitar lesões na língua, dentes e prevenir danos no aparelho endoscópico.

Advertências

1. Inspeccionar o conteúdo da embalagem. Se houver dano evidente, não utilize-o.
2. Este produto exclusivo ao uso por médicos treinados e experientes nas técnicas de diagnóstico e intervenção.
3. Não usar este produto sem ler atentamente a instrução de uso, as precauções e os efeitos secundários deste procedimento.
4. Trabalhe delicadamente durante o procedimento endoscópico.
5. Não trabalhe com produtos defeituosos!
6. Seja cauteloso para evitar complicações.

INDICAÇÃO:

O Bocal Protetor é colocado para evitar lesões na língua, dentes e prevenir danos no aparelho endoscópico

CONTRA-INDICAÇÕES:

Não há contra-indicações conhecidas para este produto.



Instrução de USO

Bocal

ARMAZENAMENTO e TRANSPORTE:

Os bocais devem permanecer na embalagem original fornecida pela Endo-Flex GmbH. Devem ser armazenados num local apropriado.

Atenção:

- Não colocar nenhum objeto pesado sobre o produto ou sua embalagem! Se o produto for esmagado seu manuseio será difícil ou até impossível;
- Não armazenar próximo a produtos químicos agressivos;
- Não expor à luz direta ou indireta do sol ou de outra forma de raio ultravioleta;
- Não serão aceitas reclamações de produtos que forem armazenados inapropriadamente;
- Armazenar em locais arejados;
- Manter em temperatura ambiente e fora de umidade.
- Usar os estoques do produto por ordem da respectiva data de expiração do prazo de validade.

EFEITOS SECUNDÁRIOS OU COLATERAIS INDESEJÁVEIS:

- Dores
- Edema local e sangramento

AS INSTRUÇÕES NECESSÁRIAS EM CASO DE DANO DA EMBALAGEM PROTETORA DA ESTERILIDADE DE UM PRODUTO MÉDICO ESTERILIZADO

Limpeza / Esterilização

Os bocais são fornecidos limpos. Até a sua implantação, devem ser mantidos em sua embalagem original a fim de se manter neste estado.

Aviso:

Na embalagem há indicadores de data de validade.

Atenção:

Se ocorrer contaminação precoce devido à danificação da embalagem, o produto deve ser visto como danificado e ser devolvido à Endo-Flex GmbH

AS PRECAUÇÕES A ADOTAR EM CASO DE ALTERAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO MÉDICO

O usuário dos produtos da Endo-Flex deve ser especialista em sua área. Para esse procedimento, é necessário uma formação específica para o trato, o manuseio e o preparo do produto.



CE 0483



Instrução de USO

Bocal

Remessa para Reclamação:

Na defesa da saúde dos nossos funcionários, apenas instrumentos desinfetados ou esterilizados serão aceitos para análise ou reparo. Em todos os casos, as datas de desinfecção ou esterilização deverão estar em uma etiqueta afixada à embalagem. Se este requisito não for cumprido, os instrumentos serão devolvidos para o remetente sem análise ou reparo.