



Linha de Gastrostomia G-Flex

**G-Flex**

a Division of **Diversatek**  
Healthcare

Enteral Feeding Device  
Dispositivo de Alimentación Enteral



**GFE**

a Division of

**Diversatek**  
Healthcare



PEG  
Kit de Gastrostomia



Sondas de  
Gastrostomia





Teeny® - Sonda de  
Reposição Anatômica  
Button

[gfedobrasil.com.br](http://gfedobrasil.com.br)

# Peg - Kit de Gastrostomia

- Silicone grau médico
- Kit completo de colocação para fácil e seguro procedimento (Técnica Pull)
- Suporte interno desenvolvido para reduzir acidentes com retiradas não intencionais
- Conexão universal para alimentação
- Adaptador 90° para completo conforto do paciente
- Linha radiopaca ao longo do tubo
- Suporte interno radiopaco
- Disponível em vários tamanhos para satisfazer as diferentes necessidades dos clientes

Referência (*)	Diâmetro (Fr)
GP-024	24Fr
GP-020	20Fr
GP-016	16Fr



## Pull Peg Kit inclui:

- Pull Peg tubo removível
- Conector universal de alimentação com luerlock
- Anel de fixação 90°
- Kelly aço inox
- Tesoura aço inox
- Bocal
- Alça rotatória 5Fr
- Clamp
- Agulha de punção
- Campo Fenestrado
- Fio guia com loop
- Bisturi
- 2 envelopes de gel lubrificante estéril
- Instrução de uso

# Teeny® – Sonda de Reposição Anatômica Button


- Criado com foco em uma anatomia de baixo perfil, permitindo a máxima liberdade para o usuário
- Silicone grau médico
- Linha radiopaca ao longo do tubo
- Tubo extensor de fácil conexão e travamento, trazendo segurança no manuseio
- Disponível para pacientes de todas as idades
- Perfil baixo
- Válvula anti-refluxo

Referência (*)	Diâmetro (Fr)	Comprimento	Volume do Balão
GPB-244520	24Fr	45mm	20ml
GPB-244020	24Fr	40mm	20ml
GPB-243520	24Fr	35mm	20ml
GPB-243020	24Fr	30mm	20ml
GPB-242520	24Fr	25mm	20ml
GPB-242020	24Fr	20mm	20ml
GPB-204520	20Fr	45mm	20ml
GPB-204020	20Fr	40mm	20ml
GPB-203520	20Fr	35mm	20ml
GPB-203020	20Fr	30mm	20ml
GPB-202520	20Fr	25mm	20ml
GPB-202020	20Fr	20mm	20ml
GPB-184515	18Fr	45mm	15ml
GPB-184015	18Fr	40mm	15ml
GPB-183515	18Fr	35mm	15ml
GPB-183015	18Fr	30mm	15ml
GPB-182515	18Fr	25mm	15ml
GPB-182015	18Fr	20mm	15ml
GPB-164515	16Fr	45mm	15ml
GPB-164015	16Fr	40mm	15ml
GPB-163515	16Fr	35mm	15ml
GPB-163015	16Fr	30mm	15ml
GPB-162515	16Fr	25mm	15ml
GPB-162015	16Fr	20mm	15ml
GPB-161515	16Fr	15mm	5ml
GPB-144510	14Fr	45mm	10ml
GPB-144010	14Fr	40mm	10ml
GPB-143510	14Fr	35mm	10ml
GPB-143010	14Fr	30mm	10ml
GPB-142510	14Fr	25mm	10ml
GPB-142010	14Fr	20mm	10ml
GPB-141510	14Fr	15mm	5ml
GPB-1001	Extensor - Modelo Angulado	300mm	
GPB-1002	Extensor - Modelo Reto	300mm	



# Sondas de Gastrostomia

- Silicone grau médico;
- Balão de silicone inflável com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente;
- Anel de fixação 90° assegurando o conforto do paciente;
- Disponível em 12, 14, 16, 18, 20 e 24 Fr;
- Linha radiopaca ao longo do tubo;
- O único balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção. Quando colocado, o formato do tubo reduz o risco de úlcera;
- O anel de retenção de 90° permite uma posição anatômica da sonda para completo conforto do paciente.



Reference (*) Referência (*)	Diam. (Fr)	Length Comprimento	Volume
GP-0524ZFB	24Fr	22.5 cm	5 ml
GP-0520ZFB	20Fr	22.5 cm	5 ml
GP-0518ZFB	18Fr	22.5 cm	5 ml
GP-0516ZFB	16Fr	22.5 cm	5 ml
GP-0314ZFB	14Fr	22.5 cm	3 ml
GP-0212ZFB	12Fr	22.5 cm	2 ml



## Manufactured by G-Flex America Latina

Rua Marques do Herval, 189 | Espírito Santo do Pinhal, SP | Brazil  
 +55 (19) 3661 6831  
 contato@g-flexamerica.com  
 g-flexamerica.com

## G-Flex Europe SPRL

20, rue de l'industrie, B-1400 | Nivelles | Belgium  
 +32 (0) 67 88 36 65  
 info@g-flex.com  
 g-flex.com

