

## Características:

Tela sensível ao toque de 7 polegadas, oferecendo conforto e facilidade de uso

Teste de vazamento (automático), assegurando proteção do endoscópio durante todo o ciclo

Controle da solução de desinfecção, sendo possível predefinir o tempo de uso ou quantidade de ciclos, com alarme visual e sonoro.

Sensor de abertura da tampa

Compatível com todas as soluções desinfetantes, inclusive ácido peracético

Compatível com todos os modelos de endoscópios, inclusive ecoendoscópios

Cuba de 14,5 litros proporcionando melhor enxágue e projetada para evitar a contaminação cruzada durante a operação

Tampa transparente para uma visualização eficiente do ciclo

Ciclo de autodesinfecção programável

## Especificações técnicas:

Kits de tubos para todas as marcas (Olympus, Fujinon, Pentax, Storz)

Pressão da conexão da água: 2,6 a 6 bar

Acompanham o equipamento: Cabo de alimentação elétrica, tanque de 15l para detergente enzimático, elementos filtrantes de partículas (1, 0,5 e 0,2 micra), – um conjunto de tubos – para uma marca de endoscópio (definir no momento do pedido).

Frequência: 50 a 60Hz

Bivolt (115 V / 230 V)

Fusível: T 3,15, IEC 127 (2 unidades)

Potência máxima na entrada: 650 VA

Consumo máximo de corrente: 2,75 A / 2,5 A

Sistema de proteção Elétrica Classe I

Capacidade da bomba de limpeza: 500 a 600 ml/min

Dimensões (A x L x P / mm)
Sem gabinete
480 x 750 x 520
Incluindo gabinete
1240 x 750 x 530
Peso (Kg)
Sem gabinete
45
Incluindo gabinete
65

Versão compacta sem gabinete para bancada



Importador Exclusivo:  
**GFE DO BRASIL LTDA**  
Rua Buarque de Macedo, 1310  
Vila Nova, Campinas / SP  
Cep. 13073-010  
Fone : +55 19 3213 1355  
Fax : +55 19 3234 6120  
<http://www.endo-flex.com.br>  
[sales@endo-flex.com.br](mailto:sales@endo-flex.com.br)

CE<sub>0483</sub> Vers. 2 - 06/2014



# SCOPEcleaner S20

Reprocessador Automático de Endoscópios

# SCOPEcleaner S20

Reprocessador Automático de Endoscópios

O **SCOPEcleaner S20** é um reprocessador automático para desinfecção de alto nível de endoscópios flexíveis. Seu processo eficaz garante ao paciente e aos usuários maior proteção e segurança.



Irrigação individual de até 5 canais, incluindo jet channel

Monitoramento contínuo de fluxo para todos os canais

Atende a legislação brasileira atual. Produzido na Alemanha há mais de 10 anos, possui Certificação Européia (CE), onde o produto se enquadra às diretrizes européias 93/42/EEC para equipamentos médicos.

Sistema de entrada de água exclusivo, que não permite a contaminação da rede

Rastreabilidade do ciclo de reprocessamento: armazenamento digital, dispositivo USB ou impressão de dados (impressora opcional)

Alertas visuais e sonoros

Desinfecção com imersão total para todos os tipos de endoscópios flexíveis e ecoendoscópios

Sensor de abertura da tampa

Controle do uso da solução de desinfecção: Alertas por uso e data de vencimento

Reservatórios de detergente e desinfetante externo à máquina, permitindo a retirada para higienização.

Sistema de filtragem de água em dois estágios com controle contínuo por três manômetros

## Acessórios:



Filtros de sucção



Kits de tubos para todas as marcas de endoscópios



Conexões para testes de vazamento para todas as marcas de endoscópios