

***VIPER*®**

Dilatadores de balão de 3 estágios



SIGA NOSSAS MÍDIAS:



gfedobrasil

Fio fixo

VIPER®



Referência rápida
Etiquetas que brilham no escuro
localizadas no cateter para fácil
identificação das pressões
de inflação e diâmetros
correspondentes



Dilatador de balão de fio fixo de 3 estágios Viper

- Indicado para estenoses do esôfago
- Estéril, uso único

Peça No.	Diâmetro (mm)	Tamanho francês (FR)	Comprimento do balão (cm)	Pressão ATM	Comprimento de trabalho (cm)	Qtd/Caixa
1204-08	6 - 7 - 8	18 - 21 - 24	8	4 - 6 - 8	180	1
1204-10	8 - 9 - 10	24 - 27 - 30	8	4 - 6 - 8	180	1
1204-12	10 - 11 - 12	30 - 33 - 36	8	2 - 4 - 6	180	1
1204-15	12 - 13,5 - 15	36 - 40,5 - 45	8	2 - 4 - 6	180	1
1204-18	15 - 16,5 - 18	45 - 49,5 - 54	8	2 - 4 - 6	180	1
1204-20	18 - 19 - 20	54 - 57 - 60	8	2 - 4 - 6	180	1

Seringa de dilatação Viper

- Não estéril, de uso único

Peça No.	Capacidade	Qtd/Caixa
1204-01	60 cc/mL	5



Confiança em Visibilidade e Força

Balão transparente e arredondado para excelente visibilidade

A tecnologia de balão PET oferece resistência radial ideal e dilatação controlada e uniforme

Bandas de marcadores radiopacos para posicionamento preciso do balão

Manga de deflação rápida* minimiza o tempo de desinflagem do balão

Faixas de posicionamento fornecer um indicador visual de que o balão saiu do escopo

Fio-guia com ponta de mola para acesso atraumático a estenoses

Núcleo de Nitinol com Memória de forma volta à forma

Os balões Viper® de 3 estágios são compatíveis com:

- 2.8 Canais mínimos de acessórios para endoscópio
- Todos os dispositivos de inflação de 60cc ou seringas disponíveis comercialmente com conector luer lock

*Somente dilatador de balão de fio fixo Viper®

Guiado por fio

VIPER®



Mecanismo de travamento
garante o posicionamento do fio

Dilatador de balão guiado por fio de 3 estágios Viper

- Indicado para estenoses de todo o trato gastrointestinal
- Estéril, uso único

Nº da peça	Diâmetro (mm)	Tamanho francês (FR)	Comprimento do balão (cm)	Pressão ATM	Comprimento de trabalho (cm)	Qtd/Caixa
1205-08	6 - 7 - 8	18 - 21 - 24	5.5	4 - 6 - 8	240	1
1205-10	8 - 9 - 10	24 - 27 - 30	5.5	4 - 6 - 8	240	1
1205-12	10 - 11 - 12	30 - 33 - 36	5.5	2 - 4 - 6	240	1
1205-15	12 - 13,5 - 15	36 - 40,5 - 45	5.5	2 - 4 - 6	240	1
1205-18	15 - 16,5 - 18	45 - 49,5 - 54	5.5	2 - 4 - 6	240	1
1205-20	18 - 19 - 20	54 - 57 - 60	5.5	2 - 4 - 6	240	1

Seringa de dilatação Viper

- Não estéril, de uso único

Peça No.	Capacidade	Qtd/Caixa
1204-01	60 cc/mL	5



VIPER®

Dilatadores de balão de 3 estágios

Características:



Visibilidade melhorada

Excelente visibilidade para precisão e facilidade processual fornecida por:

- Etiqueta de referência rápida que brilha no escuro
- Balão transparente e redondo
- Indicador visual de que o balão saiu do escopo



Manga de deflação rápida*

A rápida deflação permite maior eficiência processual

*Somente dilatador de balão de fio fixo Viper®



Resistência à torção

Navegue com segurança pelo endoscópio e pela estenose sem se preocupar com a perda de forma do dilatador



Força radial

A tecnologia do balão PET oferece resistência radial ideal e dilatação controlada e uniforme



Pré-lubrificado

Os dilatadores chegam pré-lubificados para fácil inserção e retirada através do endoscópio



Três estágios

Flexibilidade em tamanhos:

- Fornece múltiplas configurações em uma
- Aumenta a eficiência de custos e procedimentos

Dominando Conhecimento e Habilidades

Universidade Diversatek Online

Nossa plataforma de treinamento on-line contém conteúdo gratuito sobre estudos manométricos esofágicos e anorretais, bem como estudos de impedância/refluxo de pH. Estão incluídos tutoriais que fornecem orientação passo a passo para desenvolver habilidades em aquisição de dados, análise de estudos e geração de relatórios. Basta acessar **DiversatekU.com** para se registrar e acessar os recursos disponíveis. Opte por receber notificações sobre os próximos módulos de treinamento e webinars.

Webinars ao vivo

A Diversatek Healthcare tem orgulho de apresentar uma série de discussões interativas ao vivo sobre tópicos relacionados a estudos de Manometria de Impedância de Alta Resolução, estudos de refluxo de impedância/pH e estudos de manometria anorretal. Cada webinar inclui uma sessão didática seguida de uma discussão aberta. Todos os webinars são gravados e postados no portal online Diversatek U para fácil acesso. Acesse **DiversatekHealthcare.com** para anúncios de próximos webinars.



Suporte Clínico Personalizado

Treinamento no local

Os especialistas da GFE do Brasil oferecem suporte ao produto para atender às suas necessidades específicas de acordo com sua programação. Os especialistas estão no local em sua instalação para treinar e dar suporte a você em seu equipamento Diversatek Healthcare enquanto você trabalha em casos de pacientes, adquire dados, analisa e cria relatórios de pacientes.

Treinamento Virtual

Colabore com um de nossos especialistas clínicos para receber treinamento virtual personalizado sobre o uso de equipamentos da Diversatek Healthcare, adaptado às necessidades do seu departamento e equipe. Entre em contato com **sales@gfedobrasil.com.br** para saber mais.

Suporte Clínico Virtual

Online e em tempo real, os especialistas clínicos da GFE do Brasil trabalham com você por meio do compartilhamento de tela para ajudar a reforçar o treinamento clínico, dar suporte a técnicas e habilidades de edição e auxiliar na análise de estudos complexos. Entre em contato com nossos especialistas via Whatsapp (QR code abaixo) e agende um horário para uma sessão individual.

40 *anos*



a Division of

Diversatek™
Healthcare

Rua Buarque de Macedo, 1310 - Vila Nova, Campinas - SP
CEP 13073-010

Fone: +55 19 3213-1355

gfedobrasil.com.br

sales@gfedobrasil.com.br

