

SONDAS DE GASTROSTOMIA:

- Silicone grau médico.
- Balão de silicone inflável com extremidade plana, desenvolvido para segurança do paciente
- Anel de fixação 90° assegurando o conforto do paciente.
- Disponível em 12, 14, 16, 18, 20 e 24 Fr.
- Linha radiopaca ao longo do tubo.
- O único balão com ponta distal plana que foi desenvolvido para fácil inserção e remoção. Quando colocado, o formato do tubo reduz o risco de úlcera.
- O anel de retenção de 90° permite uma posição anatômica da sonda para completo conforto do paciente.



Referência (*)	Diâmetro (Fr)
GP-0524ZFB	24Fr
GP-0520ZFB	20Fr
GP-0518ZFB	18Fr
GP-0516ZFB	16Fr
GP-0314ZFB	14Fr
GP-0212ZFB	12Fr

(*) Algumas referências podem não estar disponíveis em alguns países. Por favor contacte seu distribuidor local para verificar a disponibilidade. Kit esterilizado por gás ETO.



Developed by
G-Flex Europe SPRL.
 20, Rue de L'Industrie 1400 Nivelles - Belgium
 Phone + 32 67.88.36.65 | Email: info@g-flex.com | Website: www.g-flex.com

Manufactured by
G-flex America Latina Ind. de Prod. Manufaturados Ltda.
 189 Marquês do Herval, street. Espírito Santo do Pinhal | SP, CEP 13990-000 - Brazil
 Phone: +55 19 3661.6831 | Email: production@g-flex | Website: www.g-flexamerica.com


Distribuidor Oficial:



www.gfedobrasil.com.br

22-2024-0000

G-Feed Line by
G-Flex
 Enteral Feeding Device



PEG

Sonda de
 reposição

Teeny® Button

PRIMEIRA COLOCAÇÃO DE GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA (GEP) KIT (PULL)

- Silicone grau médico
- Kit completo de colocação para fácil e seguro procedimento (Técnica Pull)
- Suporte interno desenvolvido para reduzir acidentes com retiradas não intencionais
- Conexão universal para alimentação
- Adaptador 90° para completo conforto do paciente
- Linha radiopaca ao longo do tubo
- Suporte interno radiopaco



Referência (*)	Diâmetro (Fr)
GP-024	24
GP-020	20

(*) Algumas referências podem não estar disponíveis em alguns países. Por favor contacte seu distribuidor local para verificar a disponibilidade. Kit esterilizado por gás ETO.

Pull Peg Kit inclui:

- Pull Peg tubo removível • conector universal de alimentação com luerlock • anel de fixação 90° • Kelly aço inox • Tesoura aço inox • Bocal • Alça rotatória 5Fr • Clamp • Agulha de punção • Campo Fenestrado • Fio guia com loop • Bisturi • 2 envelopes de gel lubrificante estéril • Seringa • Instrução de uso

Teeny® Button sonda de reposição anatômica:

- Linha radiopaco de tubo.
- Tubo de conexão oferecido com 90° e conector reto de fácil infusão de preparação nutricional semi sólida.
- Sistema luer-lock para fácil conexão com o tubo.



Referência (*)	Tamanho	Comprimento efetivo	Volume do balão	Referência (*)	Tamanho	Comprimento efetivo	Volume do balão
GBP-244520	24Fr	45mm	20ml	GBP-164515	16Fr	45mm	15ml
GPB-244020		40mm		GPB-164015		40mm	
GPB-243520		35mm		GPB-163515		35mm	
GPB-243020		30mm		GPB-163015		30mm	
GPB-242520		25mm		GPB-162515		25mm	
GPB-242020		20mm		GPB-162015		20mm	
GBP-204520	20Fr	45mm	20ml	GBP-144510	14Fr	45mm	10ml
GPB-204020		40mm		GPB-144010		40mm	
GPB-203520		35mm		GPB-143510		35mm	
GPB-203020		30mm		GPB-143010		30mm	
GPB-202520		25mm		GPB-142510		25mm	
GPB-202020		20mm		GPB-142010		20mm	
GBP-184515	18Fr	45mm	15ml				
GPB-184015		40mm					
GPB-183515		35mm					
GPB-183015		30mm					
GPB-182515		25mm					
GPB-182015		20mm					

(*) Algumas referências podem não estar disponíveis em alguns países. Por favor contacte seu distribuidor local para verificar a disponibilidade. Kit esterilizado por gás ETO.

G-Flex